

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Typ pompy                                   | Pompa perystaltyczna serii 200 CM |
| Symbol                                      | 200CM.230.70.50-3                 |
| Wydajność                                   | 23-76 ml/min                      |
| Ilość kanałów                               | 1                                 |
| Ilość rolek w głowicy                       | 3                                 |
| Wykonanie rolek                             | Tworzywo                          |
| Łożyskowanie rolek                          | Ślizgowe                          |
| Wąż tłoczący w zestawie                     | Tak - norprene                    |
| śr. Zew x grubość ścianki) w mm             | 5 x 8.2 x 1.6                     |
| Stopień trudności wymiany węża              | średnio trudny                    |
| Wytwarzane ciśnienie                        | max 2 bar                         |
| Napięcie zasilania                          | 230V DC                           |
| Rodzaj silnika                              | Komutatorowy                      |
| Moc silnika                                 | 400 mA                            |
| Praca ciągła                                | Tak                               |
| Regulacja wydajności                        | Tak                               |
| Zakres regulacji                            | 23-76 ml/min                      |
| Sposób regulacji                            | Pokrętło regulacyjne              |
| Inne regulacje                              | Tak, praca sekwencyjna            |
| Przekładnia                                 | Tak                               |
| Ilość obrotów przekładni                    | 70 RPM                            |
| Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego | 5 mm                              |
| Możliwość pracy w obu kierunkach            | Nie                               |
| Waga  | 850 g                             |

